

Primedic Y/YA

Le HeartSave Y/YA est un DAE fiable et simple à utiliser, même pour les non-initiés. Son bouton pédiatrique intégré permet de passer en mode enfant instantanément, sans changer les électrodes.

Multilingue

Livré en français, anglais, néerlandais et allemand (autres langues sur demande).

Guidage intelligent

- Instructions vocales et visuelles pas à pas
- Métrologue intégré
- Volume auto-ajusté selon le bruit ambiant
- Instructions adaptées au niveau de l'utilisateur

Entretien minimal

- Électrodes et batterie principale : 5 ans
- Batterie interne : 10 ans, sans remplacement

Exportation des données

Par clé USB, simple et rapide.

Deux versions disponibles :

- Semi-automatique
- Entièrement automatique

Spécifications :

- Dimensions : 10 x 25,5 x 31 cm (P x L x H)
- Poids : 2,5 kg
- Indice de protection (IP) : 55
- Durée de vie de la batterie : env. 6 ans
- Durée de vie des électrodes : env. 3 ans



Pourquoi choisir ce DAE ?

- Garantie de 10 ans
- Multilingue
- Prix d'achat avantageux
- Très visible
- Facile à utiliser
- Mode pédiatrique intégré

Ce DAE est livré avec :

- Garantie de 10 ans
- 1 jeu d'électrodes avec tag RFID
- 1 batterie
- Autocollant logo DAE gratuit
- Kit de secours DefiSign gratuit